

VECTRA^{WB360}



Le système VECTRA WB360 est fourni avec son unité informatique dédiée, il s'agit d'un ordinateur extrêmement puissant et spécialement configuré par nos ingénieurs pour permettre la gestion des 92 objectifs Haute Définition du système ainsi que la création des images 3D en haute résolution.

Le logiciel DERMAGRAPHIX permet la consultation de ces images 3D en haute résolution et dispose de tous les outils de consultation et de détection des lésions dermatologiques y compris les outils de dermatoscopie.

Le logiciel DERMAGRAPHIX est fourni avec 10 licences utilisateurs.

Les informations ci-dessous concernent la configuration informatique minimum requise pour l'installation du logiciel DERMAGRAPHIX sur un poste informatique supplémentaire (non-fourni avec le système VECTRA WB 360). Ainsi que la configuration informatique minimum requise pour un serveur informatique (non-fourni avec le système VECTRA WB 360) en vue de l'hébergement de la base de données du système VECTRA WB 360 et de son logiciel DERMAGRAPHIX afin d'en sécuriser l'accès et d'en faciliter les sauvegardes.

Configuration informatique minimum d'un ordinateur supplémentaire pour DERMAGRAPHIX (optionnel)	
Système d'exploitation	WINDOWS 10 ou 11 (64 bits) Professionnel (édition familiale "HOME" non supportée)
Processeur	Quad Core 3 GHz ou plus (Intel i9 ou plus, recommandé) - Cpu AMD non supporté
Mémoire vive - RAM	64 GB ou plus
Disque dur	50 GB pour le logiciel - 1 TO et plus pour les données images (en fonction de l'utilisation) l'espace requis dépend du nombre d'images stockées par le logiciel sur le disque dur ou sur le serveur
Carte Graphique	Cartes graphique dédiée - Nvidia ou AMD (Nvidia fortement recommandée) - 16 GB minimum Pilotes : Derniers disponibles - Open GL 3.0 ou plus récent
Moniteur	Résolution : 2560 x 1440
Connectivité	1 Gbps ou plus, pour les ordinateurs en réseau (Wifi non supporté)
Connexion internet	Carte réseau WLAN ou WI-FI selon l'accès internet local (LAN recommandé)
Anti-Virus	Microsoft Security Essentials (recommandé) - (Nous consulter pour les réglages)
Compte utilisateur	Le poste utilisateur doit disposer d'un compte WINDOWS avec pouvoirs administrateur L'utilisation de comptes Microsoft n'est pas recommandé

Configuration informatique d'un Serveur Windows pour l'hébergement en réseau de la base de données (optionnel)	
La mise en réseau requière l'intervention d'un technicien informatique habilité à intervenir sur votre réseau informatique	
Système d'exploitation	WINDOWS Serveur 2016 (64 bits) et 2019 (64 bits)
Serveur SQL	SQL Serveur 2016, 2017 et 2019 (l'édition Express est installée par défaut)
Processeur	2,2 GHz ou plus rapide
Mémoire vive - RAM	32 GB ou plus
Disque dur	4 TO - HDD (au minimum) - SSD (recommandé) l'espace requis dépend du nombre d'images stockées par le logiciel sur le disque dur ou sur le serveur
Licence	Licence Cloud
RAID	Technologie RAID 1 non supporté
Connectivité	1 Gbps ou plus pour les ordinateurs en réseau (Wifi non supportée)
Connexion internet	Carte réseau WLAN ou WI-FI selon l'accès internet local (LAN recommandé)
Sauvegardes	Il est recommandé de programmer régulièrement des sauvegardes des images et de la base de données Les sociétés ESTHETEC et CANFIELD déclinent toutes responsabilités en cas de perte de vos données