

### VECTRA H2

- Photographie 3D instantanée
- Technologie de photographie stéréoscopique
- Volume de capture (capture unique)
  - Visage : 320 mm (H) x 180 mm (L) x 200 mm (H)
  - Corps : 700 mm (H) x 410 mm (L) x 400 mm (H)
- Résolution couleur de 18 Mega pixels
- Résolution géométrique : 0,95 millimètre (longueur d'arrêtes de triangle)
- Assemblage d'image automatique (*stitching*)
- Temps de capture 2,0 milli-secondes
- Illuminateur: unité de flashes intelligents intégrés
- Logiciels MIRROR - VECTRA SCULPTOR - VECTRA ANALYSE inclus



Eléments fournis	
Matériel	Logiciel
VECTRA H2	VECTRA® module de capture
Boitier Canon modifié	VECTRA® Analysis Module
Objectif stéréoscopique 3D / Illuminateur intelligent intégré	MIRROR® PhotoFile et PhotoTools
Pointeurs lumineux de distance (Visage - 47cm) (Corps - 107 cm)	FACE Sculptor® (selon version)
Câbles de connections / alimentation / Carte mémoire SD	BREAST Sculptor® (selon version)
Chargeurs + 4 batteries / Sacoche de transport	BODY Sculptor® (selon version)
Licences pour 6 postes	Skin Face Analysis Module® (en option)

Alimentation	
Voltage	100 à 240 volts AC (+ / - 10%)
Fréquence	50 / 60 Hz (+ / - 3 Hz)
Consommation	400 watts

Un ordinateur - non-fourni - est indispensable au fonctionnement du VECTRA H2  
Voir la configuration informatique minimum ci-dessous

#### Configuration informatique pour les Stations de Travail (non fournies)

Système d'exploitation	WINDOWS 10 (64 bits) ou WINDOWS 11 (64 bits) - édition Professionnel minimum
Processeur	2.2Ghz Quad Core i5, 7th Gen ou plus (Intel i7 7th Gen or plus, recommandé)
Mémoire vive	16 GB minimum (32 GB recommandée)
Disque dur	1 TB minimum (L'espace requit dépend du nombre d'images stockées dans le logiciel)
Moniteur	1920 x 1080 (4K non optimisé)
Carte graphique	1 GB minimum, (2 GB recommandé) Cartes graphiques dédiées nVidia ou AMD (nVidia recommandée) - Pilote : dernière version
Open GL	Version 3.0 ou supérieure
Connectique	Au minimum 1 port USB 2.0 dédié
Connexion internet	Une connexion Internet haut débit est requise pour les interventions techniques à distances dans le cadre du contrat de Service CANFIELD Care
Connectivité	LAN recommandé
Compte utilisateur	Le poste utilisateur doit disposer d'un <b>Compte Local</b> avec pouvoirs administrateur Les comptes Microsoft ne sont pas compatibles
Anti-Virus	Windows Defender recommandé

#### Configuration informatique pour le Serveur (non fournis - non obligatoire)

Système d'exploitation	WINDOWS serveur 2016 64-bit & 2019 64-bit
Disque dur	1 Terabyte (RAID 1 - non supporté)
Serveur SQL	MS SQL Serveur 2016, 2017, 2019 (MS SQL Express édition installé par défaut)
Connectivité	1 Gbps LAN pour une utilisation en réseau (WiFi non supporté)
Connexion internet	Carte réseau WLAN ou WI-FI selon l'accès internet local (LAN recommandé) (WAN non supporté)
Sauvegardes	Il est recommandé de programmer régulièrement des sauvegardes des images et de la base de données (Les sociétés ESTHETEC et CANFIELD déclinent toutes responsabilité en cas de perte de vos données)
Mise en réseau	Il est recommandé de faire appel à un administrateur réseau pour la configuration du réseau