

VISIA®

image et
analyse du
visage



REVOLUTIONNEZ VOS CONSULTATIONS

IMAGING EXCELLENCE FROM

 **CANFIELD**

VISIA

documentation photographique rapide
et fiable



Photos courtesy of Sachit Shah, MB ChB; BC Laser & Skincare Clinic, Surrey, BC


Vos équipes peuvent documenter des images du visage avant/après avec précision.



Prenez facilement des photos standardisées de
haute qualité

Les systèmes de positionnement multi-points et de superposition d'images
en direct de VISIA facilitent la prise de photo précise pour documenter les
évolutions. La cabine rotative permet de capturer des images en vue frontale et
latérales.

La cabine VISIA tourne
autour du sujet pour
capturer les vues de
gauche, de droite
et de face.



La détection de la colorimétrie de la peau est automatique
pour une analyse simplifiée et objective des caractéristiques de
la peau.

VISIA

adapté à vos besoins

Le catalogue de produits
recommandés de VISIA

Ajoutez des produits, des traitements et des
procédures/services au catalogue intégré à VISIA pour
un processus de recommandations facilité et **adapté à
votre pratique.**

Offrez à vos clients des recommandations claires et
ciblées, **adaptées à leurs besoins.**

Vos équipes auront plus de facilité à proposer les
produits et les traitements adaptés.

Le catalogue de produits centralisé est géré
directement par les fabricants pour que vos produits
soient toujours à jour.




*"Nous avons un VISIA dans notre cabinet depuis 2004 et la nouvelle génération du VISIA 7 est une révolution
dans la communication et la pédagogie pour les clients. On ne peut tout simplement plus s'en passer."*

—Eliot Battle, MD, Cultura Dermatology & Laser Center



ViewMyConsult® : Vos clients peuvent
consulter leurs rapports imprimés
personnalisés sur le portail web

ViewMyConsult depuis chez eux. Ils peuvent ainsi
prendre une décision avec l'aide de leurs proches.



VISIA


des consultations dynamiques et objectives



Impressionnez vos patients avec des images pertinentes et une analyse objective

L'analyse comparative utilise la plus grande base mondiale brevetée de données de caractéristiques de la peau pour classer la peau de votre patient par rapport à d'autres sujets du même sexe, du même âge et du même type de peau.

TruSkin Age® utilise les données de VISIA pour évaluer l'âge de la peau du client, fournissant ainsi une évaluation de l'état du vieillissement cutané.



La photographie UV permet l'analyse des dommages causés par le soleil et révèle la présence de porphyrines.

La fluorescence UV révèle la présence de porphyrines.



"VISIA aide notre équipe à évaluer les besoins de nos clients et leur proposer des plans de traitement plus efficacement et plus objectivement. Depuis que nous l'avons, nous avons observé une nette augmentation de nos ventes de produits et de nos traitements esthétiques."


—Robyn Siperstein, MD, FAAD
Siperstein Dermatology Group, Boca Raton, Florida

La technologie RBX® isole les composants de couleur rouge et brune de la peau pour identifier les lésions telles que les veines, l'hyperpigmentation, la rosacée et l'acné.

L'analyse des cils évalue les résultats des traitements des cils avec des données numériques et des graphiques visuels.

Visualisez la surface de la peau en trois dimensions sous n'importe quel angle avec **l'outil 3D**.

Évaluez les résultats en comparant les points de vue et les caractéristiques des différentes sessions de date à date.



Outil 3D



L'application VISIA pour iPad®

vous permet d'accéder à vos dossiers clients (images et données) via le réseau local de votre pratique. Vous y retrouvez les consultations, les données d'analyse et les recommandations, le tout depuis une interface conviviale sur tablette iPad®.



L'interopérabilité entre VISIA et certains systèmes de gestion de dossiers médicaux (sur serveur et sur cloud) permet une fluidité d'accès aux images et aux données entre les différents outils de gestion du cabinet. Intégrer VISIA à ces systèmes permet des consultations plus efficaces et éclairées ainsi qu'une gestion optimisée des dossiers clients.

Le kit de développement logiciels (SDK) de CANFIELD permet aux plus grandes entreprises d'EMR de s'intégrer directement avec les systèmes CANFIELD.

Étude multi-ethnique du vieillissement


Une étude, menée sur plusieurs centres et sponsorisée par une grande entreprise spécialisée dans la consommation, a recensé des clichés d'un vaste groupe de sujets qui avaient entre 10 et 80 ans et qui étaient de 5 groupes ethniques différents. À partir de la base de données récoltée, nous avons déterminé des modèles de vieillissement qui mettent en évidence les changements de la forme et de la couleur du visage ainsi que les modifications de texture de peau sur 70 ans.

Ces modèles de vieillissement basés sur cette étude sont transposés sur les clichés réalisés avec le VISIA pour permettre la Simulation de Vieillesse.



Canfield Connect® : le portail web vous aide à gérer vos licences de produits CANFIELD et à rester en contact avec vos clients pendant qu'ils passent en revue leurs options de traitement.

Téléversez les consultations de vos clients sur le portail web sécurisé ViewMyConsult pour qu'ils puissent accéder à leurs images, leurs analyses et leurs recommandations de traitement depuis chez eux en toute tranquillité.




Le tableau de bord propose des analyses de données de votre pratique, les visites de vos clients, les pages consultées, l'utilisations de votre système VISIA, des recommandations et bien plus encore.

CANFIELD Connect est lié à la validité du service CANFIELD Care de votre VISIA.

Simulation de vieillissement


Grâce à la base de données de l'étude de vieillissement multi-ethnique de CANFIELD, la **simulation de vieillissement** met en évidence la pertinence des traitements anti-âge en simulant le vieillissement de vos clients jusqu'à 80 ans.



L'animation automatique simule le vieillissement de la peau de vos clients au fil des années, allant de leur âge actuel jusqu'à 80 ans.

Simulation d'injections

Mettez en évidence les avantages esthétiques d'injections dans les zones péri-orbitale, du front, de la gabelle, des pommettes, des lèvres et du menton grâce à la **simulation d'injections**.



Grâce à la détection automatique des zones du visage, la simulation d'injections peut être appliquée individuellement et différemment à chaque zone.

L'Analyse Vectorielle permet d'illustrer les mouvements de la surface de la peau en cas de traitement grâce à des flèches vectorielles colorées et animées.

Customisez vos consultations VISIA avec ces options

Le **contrat de support CANFIELD Care®** comprend un accès illimité au support technique, une garantie matérielle, des webinaires de formation, des mises à jour logiciels et l'accès au portail de patients ViewMyConsult. *(deux ans inclus)*

Licences réseau supplémentaires : avec VISIA installé sur votre réseau local, accédez aux dossiers des patients depuis plusieurs postes, Idéal pour un centre avec plusieurs salles de consultation. *(deux licences incluses)*




Le logiciel **Mirror®** s'intègre parfaitement avec le logiciel VISIA et partage la même base de données. MIRROR PhotoFile® permet de consulter et de retrouver facilement et rapidement les dossiers, les images et les données des patients. Il permet en outre les exports au format CSV des données d'analyse du VISIA à des fins d'études. *(optionnel)*

Dimensions en position centrée



14kg

*Vue du dessus
Débattement complet*



Le VISIA Deluxe avec sa table mobile et son ordinateur tactile intégré propose une solution clé en main.

VISIA SOLUTIONS

Solutions :	Standard	Deluxe
VISIA et logiciel	✓	✓
Ordinateur DELL tout-en-un		✓
Souris et clavier sans-fil		✓
Table d'imagerie mobile		✓
2 heures de formation en ligne*	✓	✓

*Connexion internet haut débit requise.

IMAGING EXCELLENCE FROM



www.esthetec.com / esthetec@esthetec.com / tél. + 33 (0) 9 63 62 60 57

LA SOLUTION PHOTOGRAPHIQUE POUR LE MÉDICAL, L'ESTHÉTIQUE ET LA RECHERCHE

VISIA, Mirror, RBX, ViewMyConsult, TruSkin Age, Canfield Connect and Canfield Care are registered trademarks of Canfield Scientific, Inc.

iPad is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

1911-16