

VISIA[®]

COMPLEXION
ANALYSIS



REVOLUTIONIZE YOUR SKIN CARE CONSULTATION*

*Révolutionnez vos consultations esthétiques


IMAGING EXCELLENCE FROM
 **CANFIELD**

VISIA

IMPRESSIONNE les patients



Visualisez la surface de la peau en trois dimensions avec la visionneuse 3D.



L'Analyse des cils évalue les résultats des traitements des cils avec des données numériques et des visuels graphiques.



L'Analyse comparative brevetée, utilise la plus grande base mondiale de données de caractéristiques de la peau pour classer la peau de votre patient par rapport à d'autres sujets du même âge et de même type de peau.



Comparez les résultats en combinant les vues, les caractéristiques ou les sessions temporelles.


La technologie RBX® isole les composants couleur rouge et brun de la peau pour identifier les lésions telles que les veines, l'hyper-pigmentation, la Rosacée et l'acné.

La photographie UV permet l'analyse des dommages causés par le soleil et révèle la présence de porphyrines.

«VISIA a transformé nos consultations esthétiques. Il n'y a pas de meilleur moyen de communiquer avec les patients sur leur état de peau et les options de traitement.»

—Robert A. Weiss, M.D.
The Maryland Laser,
Skin and Vein Institute

Simulation de vieillissement : démontre les avantages des traitements anti-âge.



FACILITE la reproductibilité de vos photos




Le module de capture du VISIA tourne autour du sujet pour capturer les vues de gauche, de droite et de face.



La reproductibilité des photos permet de suivre précisément les progrès et les résultats des traitements au fil du temps.

Les modes d'éclairage IntelliFlash®, polarisation croisée et UV sont utilisés pour enregistrer et mesurer les conditions de peau en surface et sous-surface, grâce à une séquence de flashes rapide et automatique.



Le mode "Capture-seul" permet une session d'images du visage rapide et reproductible sans temps d'attente pour le traitement d'analyse des images. L'analyse peut être effectuée plus tard.

La détection du type de peau est automatique pour une analyse simplifiée et objective des caractéristiques.

Le Masque multi-zone détecte automatiquement la région idéale pour chaque caractéristique et VISIA analyse instantanément les taches, les rides, la texture, les pores, les taches UV, les taches brunes, les zones rouges et les Porphyrines.

«Nous utilisons VISIA dans notre Centre depuis 2004, et je ne peux pas imaginer des consultations de soins de peau sans VISIA. Notre nouveau VISIA de la 7e génération porte la consultation et la communication avec les patients à un niveau supérieur.»

—Eliot Battle, M.D.
Cultura Dermatology & Laser Center

CLARIFIE la communication



TruSkin Age® utilise les données de VISIA pour évaluer l'âge de la peau du patient, fournissant ainsi une mesure révolutionnaire pour guider la sélection des soins de peau et des options de traitement.

MOTIVE les patients

L'impact visuel de VISIA combiné aux recommandations de la liste de produits intégrée et personnalisable, permettra à votre personnel de proposer plus efficacement des traitements de soins de peau.

Votre patient peut consulter ses recommandations chez lui via le portail Web ViewMyConsult et les rapports imprimés personnalisés.

(Le portail Web ViewMyConsult n'est pas encore disponible dans tous les pays d'Europe)



Personnalisez vos consultations VISIA avec des options efficaces

 Le portail Web ViewMyConsult® vous aide à rester connecté à vos clients qui peuvent accéder à leur consultation esthétique depuis leur domicile. En se connectant à un portail Web sécurisé protégé par mot de passe, les patients peuvent visualiser leurs images, leurs recommandations de traitement et leurs progrès.

Un tableau de bord affiche les visites des patients, les pages consultées, l'utilisation du système VISIA, les recommandations et plus encore.

ViewMyConsult suppose que vous soyez sous contrat de support VISIA Canfield Care.



(Le portail Web ViewMyConsult n'est pas encore disponible dans tous les pays d'Europe)

VISIA consultation sur iPad®. Cette application permet de partager en réseau local les dossiers VISIA de vos patients. Ainsi vous pouvez accéder aux images et aux recommandations de vos patients depuis un iPad® partout dans votre centre. Il est également possible de modifier ou d'ajouter des recommandations.



Le **contrat de support Canfield Care®** comprend un accès à un support technique illimité, une garantie matérielle, des webinaires de formation, des mises à niveau logicielles et l'accès au portail de patients ViewMyConsult.

Licences réseau supplémentaires. Avec VISIA installé sur votre réseau local, accédez aux dossiers des patients depuis plusieurs de postes. Idéal pour un centre avec plusieurs salles de consultation.



Le VISIA Deluxe avec sa table mobile et son informatique intégrée propose une solution complète.

VISIA Solutions - options et configurations


Solutions:	Standard	Bureau	Deluxe
VISIA et logiciel	✓	✓	✓
Ordinateur Dell tout-en-un		✓	✓
souris et clavier sans fil		✓	✓
Table d'imagerie mobile			✓



Intégration Mirror®
Le logiciel MIRROR® (Disponible en option) En intégration parfaite avec le logiciel VISIA, le logiciel MIRROR fournit une interface directe. Communiquez les avantages du resurfacing et des injectables avec le logiciel MIRROR Rajeunissement. MIRROR PhotoFile® permet de consulter facilement et rapidement les dossiers, données et images des patients.

Dimensions en position centrée

Encombrement à gauche et à droite
Rotation de la cabine (vue de dessus)



esthetec

www.esthetec.fr / info@esthetec.fr / téléphone +33 (0)9 63 62 60 57

SOLUTION PHOTOGRAPHIQUE POUR LE MEDICAL L'ESTHETIQUE ET LA RECHERCHE

VISIA, Mirror, RBX, IntelliFlash, PhotoFile, ViewMyConsult, et TruSkin Age sont des marques déposées Canfield Scientific, Inc. iPad est une marque déposée de Apple Inc., enregistrée aux U.S.A. et d'autres pays.